

# TENfertil<sup>®</sup> ŻEL

TENfertil ŻEL to nawilżający żel dopochwowy, który może być stosowany przez osoby starające się o poczęcie potomstwa.

Potwierdzono, że formuła produktu:

- Tworzy optymalne środowisko dla plemników
- Przyczynia się do utrzymania wartości pH odpowiedniej dla naturalnego poczęcia
- Pozwala uzyskać osmolarność zgodną z osmolarnością spermy.

**TENfertil Żel** to żel, który nie plami, zawiera środki konserwujące zgodne z przeznaczeniem, i nie zawiera parabenów, silikonów i olejów mineralnych.

## Sposób użycia:

Produkt należy stosować w fazie owulacji, zwłaszcza w najbardziej płodnych dniach cyklu (13, 14, 15 dzień cyklu). Użyć na 5 minut przed stosunkiem płciowym.

- Złamać plombę na końcu kaniuli jednorazowego aplikatora
- Wprowadzić aplikator do pochwy
- Naciskać aplikator aż do całkowitego opróżnienia tubki
- Wyrzucić aplikator

Zaleca się stosowanie produktu raz dziennie lub częściej, zgodnie z zaleceniami lekarza.

## Skład:

woda, glukoza, fruktoza, hialuronian sodu, cytrynian magnezu, pirogrynon wapnia, sorbitol, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, inozytol, cytrynian potasu, wodorowęglan sodu, glukonian cynku, karnityna, kreatyna, chlorek sodu, DMDM hydantoina, wodorotlenek sodu, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, hydroksyetyloceluloza.

## Ostrzeżenia:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aplikatory jednorazowe: zawartość każdej tubki powinna być wykorzystana do jednorazowego podania.
- Produkt należy przechowywać szczelnie zamknięty. Chronić przed światłem i źródłami ciepła.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Data ważności dotyczy prawidłowo przechowywanego produktu.
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Wyrób medyczny nie jest sterylny.
- Produkt nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
- **TENfertil żel** nie ma działania plemnikobójczego.
- Nie stosować w przypadku uszkodzonych błon śluzowych, po zabiegach chirurgicznych lub w przypadku ostrego zakażenia pochwy.
- Nie polykać.

- Unikać kontaktu z oczami.
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na składniki zawarte w produkcie.
- Nie stosować produktu w połączeniu z czwartorzędowymi związkami amoniowymi.
- Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i zaleceń dotyczących metod stosowania, a także ponowne użycie tego samego aplikatora może zmniejszyć skuteczność produktu lub spowodować nasilenie istniejących dolegliwości lub wystąpienie dolegliwości, które wcześniej nie występowały.
- W przypadku kobiet karmiących piersią stosowanie żelu powinno być ograniczone do przypadków, gdy jest to niezbędne i wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem lekarza.
- Nie należy stosować produktu przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni.
- Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich działaniach niepożądanych, które nie zostały opisane w niniejszej ulotce.

## Działania niepożądane:

Nie są obecnie znane żadne działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu w normalnych i rozsądnie przewidywalnych warunkach. Zgodność produktu została zweryfikowana. Niemniej jednak w przypadku wystąpienia podrażnień lub reakcji uczuleniowej należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z lekarzem/ginekologiem.

## Opakowanie:

6 aplikatorów jednodawkowych o pojemności 5 ml każdy.



**Producent:** Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 – 25124 Brescia – Włochy

## Dystrybutor w Polsce

Healthcare Science Sp z o.o.  
ul. I. Mościckiego 1, 24-110 Puławy  
www.hcscience.pl



Wyrobu medycznego nie wolno wyrzucać do śmieci ani odpadów domowych.

Zapytaj farmaceutę, jak postępować z wyrobami medycznymi, które nie są już potrzebne. Pomocze to chronić środowisko.

# TENfertil<sup>®</sup> ŻEL

TENfertil GEL is a vaginal lubricant that can be used in cases where conception is desired.

Its formulation has been studied to:

- Create an optimal environment for spermatozoa
- Contribute to maintaining a pH value suitable for natural conception
- Obtain an osmolarity compatible with the seminal fluid.

**TENfertil gel** is a gel that does not stain, is formulated with preservatives compatible for intended use, is parabens, silicones and mineral oils free.

#### How to use:

The product should be used during the ovulation phase, especially during the most fertile days of the period (13th -14th -15th day). Introduce 5 minutes before sexual intercourse.

- Break the closure seal at the end of the cannula of the single-dose applicator
- Insert the single-dose applicator in the vaginal canal
- Press the single-dose applicator until the tube is completely empty
- Discard the single-dose applicator

It is advisable to apply the product once a day or more often according to the doctor's instructions.

#### Composition:

Aqua, Glucose, Fructose, Sodium Hyaluronate, Magnesium Citrate, Calcium Pivalate, Sorbitol, Lactic Acid, Citric Acid, Inositol, Potassium Citrate, Sodium Bicarbonate, Zinc Gluconate, Carnitine, Creatine, Sodium Chloride, DMDM Hydantoin, Sodium hydroxide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose.

#### Warnings:

- Keep out of reach of children.
- Single-dose applicators: the content of each tube should be used in a single administration.
- Store the product properly sealed and protected from light and heat sources.
- Do not use the product after the expiry date reported on the packaging.
- The expiry date is valid for the product properly stored.
- Do not use the product if the package is damaged or opened.
- The device is not sterile.
- It's not a contraceptive.
- **TENfertil gel** has no spermicidal activity.
- Do not use in case of damaged mucous membranes, post-surgery or acute vaginal infection.
- Do not swallow.
- Avoid contact with eyes.

- Do not use in case of individual ascertained hypersensitivity to the components present into the product.
- Do not use the product in conjunction with quaternary ammonia compounds.
- The incorrect observance of the warnings, of the methods of use, as well as the re-use of the same single-dose applicator, could compromise the efficacy of the product or cause the aggravation of existing problems or cause the onset of problems that were not previously present.
- For lactating women, the use of the gel should be limited to cases of real need and under the direct supervision of the doctor.
- Do not use the product for a period exceeding 30 consecutive days.
- It is important to inform your doctor or pharmacist of any side effects not described in this leaflet.

#### Side effects:

Under normal and reasonably foreseeable conditions of use any undesirable effects specifically related to the use of the product are currently unknown. Its compatibility has been verified, but in case of irritating or allergic phenomena, stop to use it and contact your doctor/gynecologist.

#### Packaging:

6 single dose applicators of 5 mL each one.



**Manufacturer:** Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 – 25124 Brescia - Italy

#### Distributor in Poland

Healthcare Science Sp z o.o.  
ul. I. Mościckiego 1, 24-110 Puławy  
[www.hcscience.pl](http://www.hcscience.pl)



0426



The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste.  
Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.